

# Instrucciones de la limpieza

## para tu jeringuilla del Prima Tech

Las jeringuillas del Tech de Prima se diseñan al último durante un largo periodo del tiempo proporcionaron las unidades se cuidan correctamente para. Para los mejores resultados, las jeringuillas se deben limpiar a fondo después de cada uso. Elegir un área de trabajo que sea 2 pies al lado de 2 pies o más grandes. No trabajar en un área conforme a la suciedad que sopla o al polvo. Lavar la superficie del área de trabajo con agua jabonosa caliente, después lavarte las manos a fondo y cubrir tu área de trabajo con las toallas de papel limpias. Aclarar los componentes internos dibujando una mezcla detergente suave de la agua caliente a través de los tubos, de los conectadores y de la jeringuilla en varias ocasiones. No utilizar un jabón o un desinfectante en componentes internos. No utilizar los jabones o los desinfectantes antibacterianos al usar el virus vivo modificado que las vacunas como estos jabones pueden dañar la vacuna. Después de lavarse con la mezcla detergente suave de la agua caliente, entonces aclarar a fondo con agua caliente limpia. Desmontar la jeringuilla y repetir el proceso, lavando las piezas externas de la jeringuilla con agua jabonosa caliente y un cepillo, y aclarándolas a fondo con agua caliente limpia. Entonces poner las piezas limpias en las toallas de papel de modo que puedan secarse. Antes de reassembling la jeringuilla, lubricar las arandelas del anillo o y/o de fieltro del pistón con algunas gotas del aceite hidráulico de FM. Éste es un aceite sintético especialmente formulado de la categoría alimenticia que se mezcla cuidadosamente para resolver los requisitos rigurosos del sector alimenticio. Es colocado por el National Science Foundation (clase H1) y reuniones las pautas 1998 del USDA para los lubricantes para el uso donde hay un potencial para el contacto fortuito del alimento. Hecho solamente de sustancias permitió bajo título 21 CFR 178.3570, 178.3620 y/o éstos del FDA de los E.E.U.U. mirados generalmente como caja fuerte (los E.E.U.U. 21 CFR 182) para el uso en lubricantes de la categoría alimenticia. Otros aceites no lubricarán como constantemente y uniformemente y pueden llegar a ser pegajosos en las jeringuillas que se almacenan en temperaturas extremas. Después de jeringuillas de la limpieza con la agua caliente, ser siempre seguro dejar la jeringuilla fresca a la temperatura ambiente antes de usar, pues el calor puede dañar algunas vacunas. ¡No utilizar una microonda para las jeringuillas del Tech de Prima de la limpieza! Hay resortes del metal en las jeringuillas que se deben nunca colocar en una microonda, pues los objetos del metal dentro del horno pueden dar lugar a la formación de arcos de alto voltaje, potencialmente perjudicial la jeringuilla, el gabinete de la microonda y/o causar un fuego.